

SVENSKA
<p>Läs samtliga anvisningar före användning SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK</p> <p>Ävsedd användning</p> <p>Medan mamman ammar eller pumpar på ena sidan kan Medelas bröstmjölkopsamlare i silikon underlätta genom att samla upp bröstmjölk som läcker ut på andra sidan.</p> <p>Viktig säkerhetsinformation/kvarstående risk/varningar</p> <p>Häspeterna före varje användning. Kasta produkten om den har skador eller ser sliten ut.</p> <ul style="list-style-type: none">• Denno produkt är avsedd för en användare. Om den används av flera personer utan att rengöras på rätt sätt kan det göras en hälsorisk och ska därför undvikas. • När du använder silikonproppen som skyddar mot läckage är det viktigt att se till att den sitter tätt så att ingen mjölk läcker ut. • När du använder silikonproppen som skyddar mot läckage är det viktigt att se till att den sitter tätt så att ingen mjölk läcker ut. • Bröstmjölkopsamlaren i silikon kan dock och då förlora sin sugfärdiga och lossna från bröstet på grund av kapocitet, att huden är fuktig o.s.v. • Färvoraprodukten och tillbehören är inte avsedda för bresning av blöjor. • Produkten och förpackningen är inga leksaker. Se därför till att bebisar och barn inte leker med dem. • Remmen är endast utformad för och avsedd att bäras av vuxna personer. Sätt den aldrig runt halsen på en bebis eller ett barn. • Lämna aldrig en bebis eller barn utan uppsikt tillsammans med remmen. • Låt aldrig bebisen bita på produkten eller tillbehören. <p>Användning</p> <ol style="list-style-type: none">1 När du använder bröstmjölkopsamlaren i silikon ska du se till att remmen sitter ordentligt fast och att du bär den runt halsen för att förhindra spill. 2 Tryck ihop mitten av uppsamlingsflaskan. Håll tratten stadigt mot bröstet och bröstvårten och se till att bröstvårtern hamnar i mitten av uppsamlaren och klemmarna är försiktigt ihop tratten så att den lossnar från bröstet. 3 Sätt i proppen innan du ställer ned uppsamlaren för att förhindra att bröstmjölk spillis ut. 4 Sedan ställer du ned uppsamlaren på en plan yta och trycker med den en oning så att den suger fast i ytan och därmed fästs ordentligt, så att den inte kan väla. 5 När du vill flytta på uppsamlaren bryter du försiktigt upp mitten genom att försiktigt lyfta upp fliken på sugglattan samtidigt som du håller i uppsamlaren med andra handen. 6 När du behöver laga bröstmjölk en kort period sätter du locket uppåt och förvarar uppsamlaren i rumstemperatur eller i kylskåp. När du behöver laga bröstmjölk en längre period håller du över den i en förvaringspöse eller förvaringsflaska från Medela. Läs mer om lagring av bröstmjölk på www.medela.se.














RENGÖRINGSANVISNING – HEMMA
<p>Rengör före första användningen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ta av remmen från uppsamlaren innan du rengör den. Rengör inte med starka kemikalier. • Skölj och diska uppsamlaren noga. • Lägg alla delar utom remmen i en kastroll och fyll på med kallt vatten (destillerat vatten rekommenderas) tills alla delar är helt täckta. • Koka upp vattnet och låt det koka i cirka tre minuter. • Placera delarna på en ren yta och/l eller handduk och låt dem lufttorka. Förvara inte delar om de är blöta eller fuktiga.

©2022 Medela AG/ref. master.doc. 101044661A.101044647/2022-01/4

DANSK
<p>Læs alle instruktioner igennem før brug GEM BRUGSANVISNINGEN</p> <p>Tilsligt anvendelse</p> <p>Når moderen ammer eller pumper på den ene side, hjælper Medelas brystmælksopsamler i silicone med at samle den løbende brystmælk på den anden side.</p> <p>Viktig sikkerhedsinformation/Tilbageværende risici/Advarsler</p> <ul style="list-style-type: none">• Skål efteres før hver brug. Kasserer ved de første tegn på skader eller svaghed. • Dette produkt er beregnet til én bruger. Hvis udstyret anvendes af mere end én bruger uden tilstrækkelig rengøring, kan det udgøre en sundhedsrisiko, så dette bør undgås. • Kun én del af den lækfri prop i silicone skal du sørge for, at den er sat korrekt fast for at forhindre lækage af mælk. • Sørg for, at brystmælksopsamleren i silicone ikke trykker på mælkekanelerne i brystvorten under brug. Når du skal sætte opsamleren på brystet, varmstammolla, etå det er placeret uden for spædbarns og barns rækkevidde. • Produktet og emballagen er ikke legetøj, så lad ikke spædbarn og barn lege med dem. • Snoren er udelukkende designet og beregnet til at bæres af voksne personer. Sæt den ikke om halsen på spædbarn/børn. • Lad aldrig et spædbarn eller barn være uden opsyn med snoren. • Lad ikke spædbarnet tygge på produktet eller tilbehøret. <p>Sådan gør du</p> <ol style="list-style-type: none">1 Ved brug af brystmælksopsamleren i silicone skal du sørge for, at snoren er fastgjort og bærer rundt om halsen for at forhindre uønsket spilud brugen. 2 Klem på midten af opsamlingsflasken. Sæt skjoldet godt imod brystet og brystvorte med brystvorten i centrum for at skabe en lufttæt forsegling. Så kan du begynde at amme eller pumpe. 3 Når brystmælksopsamleren i silicone er fuld, eller når du er færdig med at pumpe/amme, skal du holde på opsamleren og blidt vride skjoldet for at fjerne det fra dit bryst. 4 Sæt proppen i, inden du sætter den ned, for at sikre, at der ikke spildes brystmælk. 5 Når du er færdig, sæt opsamleren på bordet, og tryk lidt på den for at skabe sugestyrke til basen, så den sidder fast på bordoverfladen og ikke vælter. 6 Når du vil fjerne opsamleren, bryder du forsigtigt op i midten af fladen ved blidt at løfte snoppen på sugebasen, mens du holder fast i opsamleren med den anden hånd. 7 Når du skal opbevare brystmælk i en kort tid, sæt locket på, og den opbevares ved stuetemperatur eller i køleskab. Når du har brug for at opbevare den i længere tid, hæld du brystmælken i en Medela opbevaringspøse eller flaske. Du kan finde yderligere oplysninger om opbevaring af din brystmælk på www.medela.com.

NORSK
<p>Læs hele bruksanvisningen før bruk TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN</p> <p>Tilfentki bruk</p> <p>Når moren ammer eller pumper på én side, kan Medela brystmælksopsamler i silikon samle opp brystmelken som lekker ut fra det andre brystet.</p> <p>Viktig sikkerhetsinformasjon / restriksjo / advsler</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontroller produktet før hver bruk. Kastes ved første tegn på skade eller svakheter. • Dette er et personlig produkt for én bruker. Bruk av flere brukere uten tilstrekkelig rengjøring kan medføre helseisiko, og må unngås. • Sørg for, at produktene ikke plasseres i nærheten av skarpe gjenstander under oppbevaring. • Når den lekkasjesikre silikonproppen er full, må du sikre at den settes godt på plass for å forhindre lækasje. • Kontroller at brystmælksopsamleren i silikon ikke presser på mellekanalene på brystvorten under bruk. Når du skal sette opsamleren på brystet, varmstammolla, etå det er plassert utenfor barnets og babyens uterfor. • Produktet og emballasjen er ikke legetøy. Babyer og barn skal derfor ikke leke med det. • Snoren er utelukkende utviklet og beregnet til bruk av voksne personer. Sæt den rundt halsen på babyer/barn. La aldri en baby eller et barn være alene med snoren uten tilsyn. • Babyen/barnet må ikke tygge på produktet eller tilbehøret. <p>Slik bruker du den</p> <ol style="list-style-type: none">1 Aina kun k�yt�i silikonista rintamaidonker�aj�a, varmista, et�i kiinnitysryi on kiinnitelty ja ripustettu kaulaan jotta esteen vohingossa tapahtuvat roiskeet k�yt�in aikana. 2 Purista ker�yspulloa keskelt�. Aseta suojus tiivist�i rintaa ja n�mppingaal vasten nimiti keskelt�, jotta muodostuu tiivistys sulku. Voit nyt aloittaa rintamuokinnan tai pumppaamisen. 3 Kun silikoninen rintamaidonker�aj�o on t�ynn�t tai kun olet lopettanut pumppaamisen irrota ker�aj�o kiinnitykselt�. Jos olet siirt�m�si vohingossa tapahtuvaa roisketta k�yt�in aikana, jotta varmista, ettei rintamaitoa roiskei sen alla. 4 Jotta varmista, ettei rintamaitoa roiskei, aseta ker�aj�o p�yd�ll� ja paina silti alaspain v�h�n muodoistaaksesi pohjassa imen, jolloin se tarttuu p�yd�n pintaan, ja varmista ottaa rintamaitoa roiskei sen alla. 5 Kun haluat siirt� ker�aj�o, irrota se p�yd�st� nostamalla imupuolien luskua varovasti ja pida samalla kiinni ker�aj�st� toisella k�dell�. 6 Kun sinun on s�ilytett�v� rintamaitoa lyhyen aikaa, aseta yll�osaan korkki, jotta s�ilytys huoneolosuhteissa tai j�k�k�p�ssiss�. Jos rintamaitoa s�ilytett�n pidemm�n aikaa, kaada se Medelan s�ilytyspussiin tai pulloon. Lis�itieto rintamaidon s�ilytyksest� on osoitteessa www.medela.com.

INSTRUKSIJEN FOR RENGJERING HJEMME
<p>Rengj�r f�r f�rste bruk:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fjern snoren fra opsamleren f�r du rengjer den. Ikke rengjer med kraftige kjemikalier. • Skyll og rengjer opsamleren grundig. • Legg alle delene i en kasserolle, og fyll med kaldt vann (destillert vann anbefales) til alle delene er helt dekket med vann. • Kok opp vannet, og kok videre i ca. tre minutter. • Legg delene p� et rent underlag, eventuelt opp� et k�jkenh�ndkle, og la dem luftt�rke. Ikke legg v�te eller fuktige deler bort til oppbevaring.

Symbolernes betydning
 Angiver producenten
 Angiver producentens produktnummer
 Angiver producentens batch- eller partinummer
 Skj�r
 M� ikke utsettes for sollys
 M� oppbevares t�rt
 Se bruksanvisningen
 Angiver antallet produkter i pakken
 Angiver produksjonsdato
 Angir at emballasjen kan resirkuleres
 Angir at materialet om en artikkel er laget av
 Angir at emballasjen inneholder produkter, der er beregnet til � komme i kontakt med mat i henhold til forskrift (EC) nr. 1935/2004
 Angir den siste datoen for bruk av produktet
















Instruksjoner for rengjoring

- Rengj r f r f rste gang bruk.
- Fjern snoren fra opsamleren f r du rengjer den. Ikke rengjer med kraftige kjemikalier.
- Skyll og rengjer opsamleren grundig.
- Legg alle delene i en kasserolle, og fyll med kaldt vann (destillert vann anbefales) til alle delene er helt dekket med vann.
- Kok opp vannet, og kok videre i ca. tre minutter.
- Legg delene p  et rent underlag, eventuelt opp  et k jkenh ndkle, og la dem luftt rke. Ikke legg v te eller fuktige deler bort til oppbevaring.

NORSK
<p>Les hele bruksanvisningen f�r bruk TA VARE P� BRUKSANVISNINGEN</p> <p>Tilfentki bruk</p> <p>N�r moren ammer eller pumper p� �n side, kan Medela brystm�lksopsamler i silikon samle opp brystmelken som lekker ut fra det andre brystet.</p> <p>Viktig sikkerhetsinformasjon / restriksjo / advsler</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontroller produktet f�r hver bruk. Kastes ved f�rste tegn p� skade eller svakheter. • Dette er et personlig produkt for �n bruker. Bruk av flere brukere uten tilstrekkelig rengjoring kan medf�re helseisiko, og m� unng�s. • S�rg for, at produktene ikke plasseres n�rheten av skarpe gjenstander under oppbevaring. • N�r den lekkasjesikre silikonproppen er full, m� du sikre at den settes godt p� plass for � forhindre l�kkasje. • Kontroller at brystm�lksopsamleren i silikon ikke presser p� mellekanalene p� brystvorten under bruk. N�r du skal sette opsamleren p� brystet, varmstammolla, et� det er plassert utenfor barnets og babyens uterfor. • Produktet og emballasjen er ikke leget�y. Babyer og barn skal derfor ikke leke med det. • Snoren er utelukkende utviklet og beregnet til bruk av voksne personer. S�t den rundt halsen p� babyer/barn. La aldri en baby eller et barn v�re alene med snoren uten tilsyn. • Babyen/barnet m� ikke tygge p� produktet eller tilbeh�ret. <p>Slik bruker du den</p> <ol style="list-style-type: none">1 Aina kun k�yt�i silikonista rintamaidonker�aj�a, varmista, et�i kiinnitysryi on kiinnitelty ja ripustettu kaulaan jotta esteen vohingossa tapahtuvat roiskeet k�yt�in aikana. 2 Purista ker�yspulloa keskelt�. Aseta suojus tiivist�i rintaa ja n�mppingaal vasten nimiti keskelt�, jotta muodostuu tiivistys sulku. Voit nyt aloittaa rintamuokinnan tai pumppaamisen. 3 Kun silikoninen rintamaidonker�aj�o on t�ynn�t tai kun olet lopettanut pumppaamisen irrota ker�aj�o kiinnitykselt�. Jos olet siirt�m�si vohingossa tapahtuvaa roisketta k�yt�in aikana, jotta varmista, ettei rintamaitoa roiskei sen alla. 4 Jotta varmista, ettei rintamaitoa roiskei, aseta ker�aj�o p�yd�ll� ja paina silti alaspain v�h�n muodoistaaksesi pohjassa imen, jolloin se tarttuu p�yd�n pintaan, ja varmista ottaa rintamaitoa roiskei sen alla. 5 Kun haluat siirt� ker�aj�o, irrota se p�yd�st� nostamalla imupuolien luskua varovasti ja pida samalla kiinni ker�aj�st� toisella k�dell�. 6 Kun sinun on s�ilytett�v� rintamaitoa lyhyen aikaa, aseta yll�osaan korkki, jotta s�ilytys huoneolosuhteissa tai j�k�k�p�ssiss�. Jos rintamaitoa s�ilytett�n pidemm�n aikaa, kaada se Medelan s�ilytyspussiin tai pulloon. Lis�itieto rintamaidon s�ilytyksest� on osoitteessa www.medela.com.

Symbolforklaring
 Angir produsent
 Angir produsentens produktnummer
 Angir produsentens batchkode eller lot
 Skj�r
 M� ikke utsettes for sollys
 M� oppbevares t�rt
 Se bruksanvisningen
 Angir antallet produkter i pakken
 Angir produksjonsdato
 Angir at emballasjen kan resirkuleres
 Angir at materialet om en artikkel er laget av
 Angir at emballasjen inneholder produkter, der er beregnet til � komme i kontakt med mat i henhold til forskrift (EC) nr. 1935/2004
 Angir den siste datoen for bruk av produktet














FINLANDINEN
<p>Lue kaikki ohjeet ennen k�yt�t�s� S�ilyt�s K�YTT�OHJE</p> <p>K�ytt�t�soitus</p> <p>Aidin imett�ss� tai pumppauksessa toisella puolella, h�n voi k�ytt�t� apuna Medelan silikonista rintamaidonker�aj�a ohitteluun rintamaidon ker�aamiseen toisella puolella.</p> <p>T�rkeiit� turvallisuusohjeita/j�id�nn�rsiki/varoituksia</p> <p>Heiti p�isi heikent�s� ensimm�iset vuorokaudet tai heikkouden merkit.</p> <ul style="list-style-type: none">• T�m�n v�hden henkil�n k�ytt�t�soon tarkoitettu tuote. K�yt�y useamman henkil�n kesken ilman riitt�v�t puhdistusta voi aiheuttaa terveysvauroja ja s�it� on v�llett�v�. • Kun k�yt�t� silikonista vuotamattoma tuotetta, varmista, et�t se on asettu tiivist�i, jotta m�lta ei p�ss�i vuotamaan. • Varmista k�yt�n aikana, ettei silikoninen rintamaidonker�aj�o paina nimit�n m�lleiheleill�. • Se tapahtuu varmistamalla, et�t se on asettu tiivist�y suojan silti rinnalle aseteltaessa. • Silikoninen rintamaidonker�aj�o voi menett�t� imen ja irrota rinnasta ajoittain kapoteitteen, ihon kosteuden tms. vuoksi. • Pid� tuote ja lis�varusteet poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta. • Tuote ja sen pakkaus �l�t ole leluja, joten �l�i annoa vauvojen ja lasten leikitt� nilli�. • Kiinnitysryi on suunniteltu ja tarkoitettu vain aikuisen k�ytt�t�s�. �l�t s�ilytys vauvojen/lasten kaulan ymp�rill�. • �l� kaskaan j�it vauvaa tai lasta ilman valvontaa kiinnitysryi�n kanssa. • �l�i annoa vauvan pureksella tuotetta tai sen lis�varusteita.

Symbolforklaring
 Angir produsent
 Angir produsentens produktnummer
 Angir produsentens batchkode eller lot
 Skj�r
 M� ikke utsettes for sollys
 M� oppbevares t�rt
 Se bruksanvisningen
 Angir antallet produkter i pakken
 Angir produksjonsdato
 Angir at emballasjen kan resirkuleres
 Angir at materialet om en artikkel er laget av
 Angir at emballasjen inneholder produkter, der er beregnet til � komme i kontakt med mat i henhold til forskrift (EC) nr. 1935/2004
 Angir den siste datoen for bruk av produktet

FINLANDINEN
<p>Jokaisen k�yt�kerran j�lkeen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pese kaikki osat aina mahdollisimman perusteellisesti kylm�ll� vedell�. • Osat voidaan pest� miedolla astiapesuaineella ja sitten huuhdella puhtaimmalla kylm�ll� vedell�. • �l� k�ytt�t� pohjalla. • Tarkasta silikoninen rintamaidonker�aj�o ennen jokaista k�ytt�kerrata. �l� k�ytt�t�, jos n�kyyss� osan kulunutta tai vaurioitua. • Ker�aj�o on valmistettu silikonista, materiaalista joka hapettuu helposti, joten materiaali voi kellastua pitk�n k�ytt�t�ss�. T�m� ei vaikuta osien toimintaan. • �l� sijoita osia s�ilytykseen l�helle ter�v�t esineit�.

Symbolforklaring
 Angir produsent
 Angir produsentens produktnummer
 Angir produsentens batchkode eller lot
 Skj�r
 M� ikke utsettes for sollys
 M� oppbevares t�rt
 Se bruksanvisningen
 Angir antallet produkter i pakken
 Angir produksjonsdato
 Angir at emballasjen kan resirkuleres
 Angir at materialet om en artikkel er laget av
 Angir at emballasjen inneholder produkter, der er beregnet til � komme i kontakt med mat i henhold til forskrift (EC) nr. 1935/2004
 Angir den siste datoen for bruk av produktet








FINLANDINEN
<p>Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ DO WYKORZYSTANIA</p> <p>Przeznaczenie</p> <p>Podczas gdy matka karmi jedną pierś, Silikonowy Kolektor Mleka firmy Medela pozwala na zbieranie mleka wypływającego z drugiej piersi.</p> <p>Ważne informacje na temat bezpieczeństwa/ostrzeżenia</p> <ul style="list-style-type: none">• S�rywacz przed kaym uyciem. Wyczyszcaj po wyst�pieniu pierwszych oznak uszkodzenia lub wad. • Jest to produkt przeznaczony do uyku osobistej. Uykowanie produktu przez wi�cej ni� jedn� osob� bez odpowiedniego wyczyszczenia moe stanowić zagrożenie dla zdrowia i naley tego unik�. • Korzystaj�c z silikonowego korka zabezpieczaj�cego przed wyciekami, naley upewnić si�, że jest mocno wci�sniony, aby zapobiec wyciekowi mleka. • Podczas uytkowania, naley uwaga�, aby Silikonowy Kolektor Mleka nie uci�ł dr�g mlecnych w piersi. W tym celu podcaz przykryjcie piersi �lnym pierś naley upewnić si�, że brodawka sutkowa znajduje si� porodku lejka. • Silikonowy Kolektor Mleka moe czasami odrywać si� od piersi z powodu zapiekania, wilgotnej skóry itp. • Produkt nie powinien byc przytocz z dala od niemowl�t i dzieci. • Produkt i opakowanie produktu nie s� zabawkami i nie powinny si� nimi bawić niemowlata i dzieci. • Tama do zawieszania jest przeznaczona do noszenia wykluczaj�c przez osoby dorosle. Nie wolna zawieszac jej na szyi niemowl�t i dzieci. • Nie pozostawia niemowl�tu na grzanie produktu lub jego cz�ci.

Symbolforklaring
 Angir produsent
 Angir produsentens produktnummer
 Angir produsentens batchkode eller lot
 Skj�r
 M� ikke utsettes for sollys
 M� oppbevares t�rt
 Se bruksanvisningen
 Angir antallet produkter i pakken
 Angir produksjonsdato
 Angir at emballasjen kan resirkuleres
 Angir at materialet om en artikkel er laget av
 Angir at emballasjen inneholder produkter, der er beregnet til � komme i kontakt med mat i henhold til forskrift (EC) nr. 1935/2004
 Angir den siste datoen for bruk av produktet

FINLANDINEN
<p>Przed uyciem naley przeczyt�c ca� instrukcj� ZACHOWAJ INSTRUKCJ� DO WYKORZYSTANIA</p> <p>Przeznaczenie</p> <p>Podczas gdy matka karmi jedn� pierś, Silikonowy Kolektor Mleka firmy Medela pozwala na zbieranie mleka wypływającego z drugiej piersi.</p> <p>Ważne informacje na temat bezpieczeństwa/ostrzeżenia</p> <ul style="list-style-type: none">• S�rywacz przed kaym uyciem. Wyczyszcaj po wyst�pieniu pierwszych oznak uszkodzenia lub wad. • Jest to produkt przeznaczony do uyku osobistej. Uykowanie produktu przez wi�cej ni� jedn� osob� bez odpowiedniego wyczyszczenia moe stanowić zagrożenie dla zdrowia i naley tego unik�. • Korzystaj�c z silikonowego korka zabezpieczaj�cego przed wyciekami, naley upewnić si�, że jest mocno wci�sniony, aby zapobiec wyciekowi mleka. • Podczas uytkowania, naley uwaga�, aby Silikonowy Kolektor Mleka nie uci�ł dr�g mlecnych w piersi. W tym celu podcaz przykryjcie piersi �lnym pierś naley upewnić si�, że brodawka sutkowa znajduje si� porodku lejka. • Silikonowy Kolektor Mleka moe czasami odrywać si� od piersi z powodu zapiekania, wilgotnej skóry itp. • Produkt nie powinien byc przytocz z dala od niemowl�t i dzieci. • Produkt i opakowanie produktu nie s� zabawkami i nie powinny si� nimi bawić niemowlata i dzieci. • Tama do zawieszania jest przeznaczona do noszenia wykluczaj�c przez osoby dorosle. Nie wolna zawieszac jej na szyi niemowl�t i dzieci. • Nie pozostawia niemowl�tu na grzanie produktu lub jego cz�ci.

Symbolforklaring
 Angir produsent
 Angir produsentens produktnummer
 Angir produsentens batchkode eller lot
 Skj�r
 M� ikke utsettes for sollys
 M� oppbevares t�rt
 Se bruksanvisningen
 Angir antallet produkter i pakken
 Angir produksjonsdato
 Angir at emballasjen kan resirkuleres
 Angir at materialet om en artikkel er laget av
 Angir at emballasjen inneholder produkter, der er beregnet til � komme i kontakt med mat i henhold til forskrift (EC) nr. 1935/2004
 Angir den siste datoen for bruk av produktet

FINLANDINEN
<p>Przed uyciem naley przeczyt�c ca� instrukcj� ZACHOWAJ INSTRUKCJ� DO WYKORZYSTANIA</p> <p>Przeznaczenie</p> <p>Podczas gdy matka karmi jedn� pierś, Silikonowy Kolektor Mleka firmy Medela pozwala na zbieranie mleka wypływającego z drugiej piersi.</p> <p>Ważne informacje na temat bezpieczeństwa/ostrzeżenia</p> <ul style="list-style-type: none">• S�rywacz przed kaym uyciem. Wyczyszcaj po wyst�pieniu pierwszych oznak uszkodzenia lub wad. • Jest to produkt przeznaczony do uyku osobistej. Uykowanie produktu przez wi�cej ni� jedn� osob� bez odpowiedniego wyczyszczenia moe stanowić zagrożenie dla zdrowia i naley tego unik�. • Korzystaj�c z silikonowego korka zabezpieczaj�cego przed wyciekami, naley upewnić si�, że jest mocno wci�sniony, aby zapobiec wyciekowi mleka. • Podczas uytkowania, naley uwaga�, aby Silikonowy Kolektor Mleka nie uci�ł dr�g mlecnych w piersi. W tym celu podcaz przykryjcie piersi �lnym pierś naley upewnić si�, że brodawka sutkowa znajduje si� porodku lejka. • Silikonowy Kolektor Mleka moe czasami odrywać si� od piersi z powodu zapiekania, wilgotnej skóry itp. • Produkt nie powinien byc przytocz z dala od niemowl�t i dzieci. • Produkt i opakowanie produktu nie s� zabawkami i nie powinny si� nimi bawić niemowlata i dzieci. • Tama do zawieszania jest przeznaczona do noszenia wykluczaj�c przez osoby dorosle. Nie wolna zawieszac jej na szyi niemowl�t i dzieci. • Nie pozostawia niemowl�tu na grzanie produktu lub jego cz�ci.

Symbolforklaring
 Angir produsent
 Angir produsentens produktnummer
 Angir produsentens batchkode eller lot
 Skj�r
 M� ikke utsettes for sollys
 M� oppbevares t�rt
 Se